

ご好評につき、対象製品増産決定!

# 即納可能

4月以降即納可能です!

対象製品

恒温器

通常納期 約20日

## 強制循環式恒温器 VTEC-274

温度範囲：60~260℃  
質量：約125kg 容量：274L  
内寸法：W650xD650xH650mm  
外寸法：W1240xD970xH875mm  
方式：強制循環方式



## 強制循環式恒温器 VTEC-300

温度範囲：60~260℃  
質量：約145kg 容量：300L  
内寸法：W600xD500xH1000mm  
外寸法：W845xD940xH1670mm  
方式：強制循環方式



## 恒温恒湿試験器

通常納期 約2ヶ月

## Futaba ふたば 縦型モデル TPAC-120-20

温湿度範囲：-20~150℃/30~98%rh  
質量：約170kg 容量：120L  
内寸法：W500xD400xH600mm  
外寸法：W740xD1005xH1450mm



## Futaba ふたば 横長ワイドモデル TPCC-154-20

温湿度範囲：-20~150℃/30~98%rh  
質量：約230kg 容量：154L  
内寸法：W600xD600xH430mm  
外寸法：W860xD1290xH1405mm



在庫状況は当社カスタマーセンターまで  
お問い合わせください

## TPCC-240-20

温湿度範囲：-20~150℃/30~98%rh  
質量：約280kg 容量：240L  
内寸法：W800xD600xH500mm  
外寸法：W1060xD1290xH1465mm

株式会社 いすゞ製作所 ☎ 0256-46-2200

URL <http://www.isuzuseisakusho.co.jp> 総合窓口 [info@isuzuseisakusho.co.jp](mailto:info@isuzuseisakusho.co.jp)

ホームページならこれでクリック! [いすゞ製作所](#)

[検索](#)

ISUZU CAP 新潟 〒955-0151 新潟県三条市荻桐字藤平1397-42  
TEL:0256-46-2200 FAX:0256-46-2601

ISUZU CAP 東京 〒208-0004 東京都武蔵村山市本町2-1-6  
TEL:042-569-6940 FAX:042-569-6941

ISUZU CAP 大阪 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町23-4石田ビル101  
TEL:06-6170-9892 FAX:06-6170-9893